

# Wie kann Fuse® unsere Kennzahlen verbessern

- Prof. Neumann et al.:  
“Leistungsmerkmale der kolorektalen Full Spectrum Endoskopie“
- Vergleich der Kernkennzahlen zwischen Fuse® und traditionellen Koloskopen

Kennzahl	Fuse®	Traditionelles Koloskop (TFV)	Fuse® vs. TFV
Vorschub bis Zökum	4.05 minutes	5.48 minutes	-26%
Rückzug	12 minutes	15 minutes	-20%
Zeit total	16.30 minutes	20.48 minutes	-20%
Sedierung (Propofol)	170 mg	200 mg	-15%
Zufriedenheit	Hoch	Hoch	Gleich
Polypendetektion*	36%	24%	+50%

\*Studie wurde nicht erstellt um die Adenom Erkennungsraten zu vergleichen